

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кристи»

107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 21, этаж 3, помещение СХІХ, ком. 205
ОГРН: 1107746392511, ОКПО: 66368948, ИНН/КПП: 7718806520 / 771801001, +7(495) 517-40-22
kristident@mail.ru www.kristident.ru

Банковские реквизиты: р/с № 40702810701150000255 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)»,
г. Москва, к/с № 30101810145250000411, БИК 044525411

Технический паспорт
на наконечники аспирационные, многоразовые «КРИСТИДЕНТ»

Наконечники аспирационные, многоразовые «КРИСТИДЕНТ», многоразовые предназначены для всасывания (аспирации) аэрозолей и твердых частиц из ротовой полости пациента, находящиеся в жидкости во взвешенном состоянии при проведении стоматологических процедур, с целью удаления ограниченного объема жидкости (слюны) и взвеси изо рта пациента.

• **Виды:**

- **АН 16** - для взрослых (Ø16 мм)
- **АН 11** - для детских + взрослых (Ø11 мм)

• **Длина:**

- 148 ± 2 мм (АН 11)
- 126 ± 2 мм (АН 16)

• **Цвета:** серый, голубой, зеленый, желтый, розовый

- Автоклавируется при температуре 134° С

• **Упаковка:** 10 шт. в п/э пакете

• **Транспортная коробка:** 20 упаковок

• **Срок годности:** 5 лет.

- Область применения: применяются в стоматологических лечебно-профилактических учреждениях

• **Изделия аспирационные стоматологические, многоразовые в наборах или отдельных упаковках по**
ТУ 32.50.13-002-66368948-2021

• Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4128 от 09.11.2022г.

• ОКПД2: 32.50.13.110

• **Производитель:** ООО «Кристи», Россия, 107023, ул. Электrozаводская, д.21.



Генеральный директор
ООО «Кристи»



Мнацаканян А.М.