

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Кристи»

107023, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 21, этаж 3, помещение СХІХ, ком. 205
ОГРН: 1107746392511, ОКПО: 66368948, ИНН/КПП: 7718806520 / 771801001, +7(495) 517-40-22
kristident@mail.ru www.kristident.ru

Банковские реквизиты: р/с № 40702810701150000255 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО)),
г. Москва, к/с № 30101810145250000411, БИК 044525411

Технический паспорт
на слюноотсос стоматологический одноразовый, комбинированный «КРИСТИДЕНТ»

Слюноотсос стоматологический одноразовый, комбинированный

(наконечник аспирационный комбинированный, одноразовый) предназначен для всасывания (аспирации) из ротовой полости пациента аэрозолей и твердых частиц, находящиеся в жидкости во взвешенном состоянии при проведении стоматологических процедур, с целью удаления ограниченного объема жидкости (слюны) и взвеси изо рта пациента.

- Длина: 148 мм
- Цвет: белый, голубой, зеленый, желтый, розовый
- Диаметр: 11 мм
- Упаковка: 100 шт. в п/э пакете
- Транспортная коробка: 20 упаковок
- Область применения: применяется в стоматологических лечебно-профилактических учреждениях.




Инструкция по применению:

1. Соедините трубку с помощью переходника с внутренним диаметром 11 мм к аспирационной системе стоматологической установки.
 2. Поместите слюноотсос в ротовую полость для работы.
 3. Для регулировки мощности всасывания слюноотсос вставляют в ротовую полость концом с боковым отверстием или концом без бокового отверстия.
- Врач сам должен определить с какой стороны использовать наконечник слюноотсоса.

- Срок годности: 5 лет
- Слюноотсос стоматологический одноразовый по ТУ 32.50.13-001-66368948-2021
- ОКП: 32.50.13.110
- Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/4053 от 15.08.2022г.
- Производитель: ООО «Кристи», Россия, 107023, ул. Электrozаводская, д.21.

Генеральный директор

ООО «Кристи»



Мнацаканян А.М.